

美国Heathrow*vortexer涡旋震荡器

3 种速度选择 (1000, 2000, 3000rpm)
2 种混匀模式 (点动和连续)
经济, 运转强劲, 节省空间
无需更换振动头配件, 即可混匀各种规格离心管
可放置六种常见规格的离心管 (0.2, 0.5, 1.5, 2, 5, 15, 50ml) 和标准尺寸 96
孔板中间软垫可用于手持试管点动操作
硅胶脚垫, 超强防震, 适于高速工作
可拆卸振动头, 方便清洁
高冲击 ABS 材质外壳
美国设计专利号 D787, 085



型号	HS120212
速度范围	1000-3000 rpm
周转直径	3.7 mm
运行方式	点动、连续
适配试管/孔板标准尺寸	0.2, 0.5, 1.5/2, 5, 15, 50ml 离心管96 孔板 (配合皮筋使用)
电压/频率	220-240V/50-60 Hz
功率	40W



位置	离心管/孔板
a	中间软垫适合点动操作
b	96 孔板 (配合皮筋使用)
c	2 个 50ml 离心管
d	2 个 15ml 离心管
E	2 个 5ml 离心管 (同 15ml 放置区域)
f	4 个 1.5/2.0 ml 离心管
g	6 个 0.5ml 离心管
h	24 个 0.2ml 薄壁管或 2 个 0.2ml 八连管

